



# Photo- rajeunissement et traitements pigmentaires



RAJEUNISSEMENT  
DE LA PEAU

RESSERREMENT  
DES PORES


TACHES BRUNES

TACHES DE  
ROUSSEUR

MÉLASMA  
SUPERFICIEL

CLINIQUEMENT PROUVÉ

EFFICACE ET SANS DANGER



# Qui ne rêve pas d'avoir pour toujours l'apparence de la jeunesse ?

Rêve sans doute inaccessible car l'exposition au soleil et la production décroissante de collagène entraînent le vieillissement de la peau.

Pourtant, le photo-rajeunissement avec Ellipse vous aide à garder une apparence jeune et fraîche. Les flashes de lumière intense visible émis par le système Ellipse I<sup>2</sup>PL redonnent en toute sécurité un aspect plus lisse à votre visage car ils améliorent la texture de la peau, font disparaître les taches de vieillissement, les rougeurs diffuses et réduisent les irrégularités de pigmentation.

De nombreuses femmes ont indiqué que le maquillage s'en trouvait facilité.

Les soins du visage sont les plus demandés mais toutes les parties du corps peuvent être traitées.

## **Quel est le principe du traitement Ellipse ?**

Il est fondé sur l'interactivité entre la lumière et la peau. La technologie exclusive Ellipse I<sup>2</sup>PL utilise un double filtrage qui élimine les longueurs d'onde inefficaces ou dangereuses et seule la lumière utile et sûre atteint votre peau.

Elle a pour caractéristique d'être absorbée par deux substances naturelles du corps : la mélanine, présente dans les taches de vieillissement, et l'hémoglobine que l'on trouve dans les rougeurs diffuses. Quand les cellules renfermant ces deux substances sont atteintes par une lumière appropriée, elles chauffent et sont détruites en quelques millièmes de seconde.

---

### **Qui peut être traité ?**

Le photo-rajeunissement étant fondé sur l'absorption de la lumière par la mélanine et l'hémoglobine, plus la peau est claire, plus le contraste avec les taches de vieillissement ou les rougeurs diffuses est grand et plus le traitement est efficace. Cependant, Ellipse propose des réglages préprogrammés qui délivrent l'énergie parfaitement adaptée aux différents types de peau.

### **Quelle est la durée des soins ?**

Les dimensions importantes du prisme de verre de l'applicateur Ellipse permettent le traitement d'une large surface à chaque flash de lumière. Ainsi le visage entier peut être traité en moins de 20 minutes et une à trois séances suffisent pour obtenir les résultats escomptés.

### **Est-ce douloureux ?**

La notion de douleur est propre à chaque individu mais aucune forme d'anesthésie n'est requise ici. Pour de nombreux patients le désagrément est similaire à la sensation de chaleur ressentie après une journée de plage. Refroidir la peau constitue donc un soulagement apprécié.

**Des précautions sont-elles nécessaires avant ou après le traitement ?**

Le bronzage résultant d'une accumulation de mélanine dans la peau, il doit absolument être évité avant et pendant le traitement, sous toutes ses formes (exposition au soleil, solarium, auto-bronzants).



---

D'une façon générale il n'y a pas lieu de prévoir de soins particuliers après le traitement. Par ailleurs, il est fortement recommandé d'utiliser une crème solaire d'un indice de protection SPF de 30 minimum pendant plusieurs semaines.

### **Quels résultats attendre ?**

Il est possible que votre peau prenne un aspect peu net pendant quelques jours mais elle deviendra très vite plus lisse, plus fraîche. Vous pouvez ensuite effectuer une ou deux séances d'entretien par an pour préserver cette jeunesse retrouvée.

### **Quelle assurance puis-je avoir sur la sécurité et l'efficacité d'Ellipse ?**

Des études cliniques poussées sont menées par des dermatologues réputés avant la mise en service des applications. Les résultats de ces études sont régulièrement publiés dans les revues médicales internationales de référence. Nous vous invitons à les consulter sur le site Internet d'Ellipse, [www.ellipse.org](http://www.ellipse.org).

Les réglages utilisés lors de votre traitement sont ceux dont les dermatologues ont jugé lors de ces études qu'ils conciliaient expressément efficacité et sécurité.

# Les photos parlent d'elles-mêmes !

Photo-rajeunissement



**Avant  
le traitement**



**Après deux  
séances**



**Avant  
le traitement**



**Après deux  
séances**

Avec l'aimable autorisation d'Agneta Troillus, M.D.

Consultez le site [www.ellipse.org](http://www.ellipse.org) pour voir d'autres photos démontrant l'efficacité des traitements Ellipse.

Pour obtenir des informations complémentaires, consultez  
votre Médecin :



Importateur exclusif pour la France et le Maghreb :  
LCA. Les Compétences Associées.  
22 rue de l'Agenais - 34080 MONTPELLIER  
[www.lca-lr.com](http://www.lca-lr.com)



Ellipse est une marque déposée de Danish Dermatologic  
Development A/S (DDD) fabricant de systèmes fondés sur le  
principe de la lumière pulsée pour les soins dermatologiques et  
esthétiques. DDD est reconnu par les médecins du monde  
entier pour la qualité d'Ellipse et de ses services.

Danish Dermatologic Development A/S. Hoersholm.  
Danemark. Tous droits réservés.